

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP942AAS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 3034010 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-E MMP942AAS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 3034010



#### Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro $\mu$	0.4
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	Gasket
Adaptador 2	Gasket
O-Ring / juntas /	Silicon

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
diámetro exterior pulgada	$\text{Ø}2.75$
diámetro exterior cm	$\text{Ø}7.0$
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO