

**VEOLIA MEMTREX MP-S 9205ZGS-S PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1242418 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 9205ZGS-S PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1242418



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-S
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de °C	82
Temperatura máxima de °F	180
Adaptador 1	222
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	5
Longitud en cm	12.7
diámetro exterior pulgada	Ø2.75
diámetro exterior cm	Ø7.0

Aplicaciones Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO