

**VEOLIA MEMTREX MP-S 9205ZHS-S PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 1234433 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-S 9205ZHS-S PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1234433



#### Especificaciones

Marca Veolia Memtrex MP-S

Medida del Poro  $\mu$  0.2

Temperatura máxima de  $^{\circ}\text{C}$  82

Temperatura máxima de  $^{\circ}\text{F}$  180

Adaptador 1 226/SS insert

Adaptador 2 Fin

O-Ring / juntas / Silicon

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 5

Longitud en cm 12.7

diámetro exterior pulgada  $\text{Ø}2.75$

diámetro exterior cm  $\text{Ø}7.0$

Aplicaciones Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO