

**VEOLIA MEMTREX MP-S 9205ZHS-S PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1234433 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 9205ZHS-S PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1234433



Especificaciones

Marca Veolia Memtrex MP-S

Medida del Poro μ 0.2

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ 82

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ 180

Adaptador 1 226/SS insert

Adaptador 2 Fin

O-Ring / juntas / Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 5

Longitud en cm 12.7

diámetro exterior pulgada $\text{Ø}2.75$

diámetro exterior cm $\text{Ø}7.0$

Aplicaciones Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO