

**VEOLIA MEMTREX MP-S 921QGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 1188641 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-S 921QGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188641



#### Especificaciones

Marca Veolia Memtrex MP-S

Medida del Poro  $\mu$  0.2

Temperatura máxima de  $^{\circ}\text{C}$  82

Temperatura máxima de  $^{\circ}\text{F}$  180

Adaptador 1 222/SS insert

Adaptador 2 Flat end

O-Ring / juntas / Silicon

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 10

Longitud en cm 25.4

diámetro exterior pulgada  $\text{Ø}2.75$

diámetro exterior cm  $\text{Ø}7.0$

Aplicaciones Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO