



VEOLIA MENTREX MP-S 921QHS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE



SKU: 1188637 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 921QHS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188637



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-S
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de °C	82
Temperatura máxima de °F	180
Adaptador 1	222/SS insert
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
diámetro exterior pulgada	Ø2.75
diámetro exterior cm	Ø7.0
Aplicaciones	Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines



[Ver PDF](#)



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO