

**VEOLIA MENTREX MP-S 921ZGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1188645 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 921ZGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188645



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-S
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	226/SS insert
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
diámetro exterior pulgada	\varnothing 2.75
diámetro exterior cm	\varnothing 7.0
Aplicaciones	Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO