

**VEOLIA MEMTREX MP-S 921ZHS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 1188629 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-S 921ZHS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188629



#### Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-S
Medida del Poro $\mu$	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	226/SS insert
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Silicon

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
diámetro exterior pulgada	$\text{Ø}2.75$
diámetro exterior cm	$\text{Ø}7.0$
Aplicaciones	Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO