

**VEOLIA MEMTREX MP-S 922QGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1188642 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 922QGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188642



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-S
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	222/SS insert
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
diámetro exterior pulgada	$\text{Ø}2.75$
diámetro exterior cm	$\text{Ø}7.0$
Aplicaciones	Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO