

**VEOLIA MENTREX MP-S 922QHS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1188638 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 922QHS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188638



Especificaciones

Marca Veolia Memtrex MP-S

Medida del Poro μ 0.2

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ 82

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ 180

Adaptador 1 222/SS insert

Adaptador 2 Fin

O-Ring / juntas / Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 20

Longitud en cm 50.8

diámetro exterior pulgada $\text{Ø}2.75$

diámetro exterior cm $\text{Ø}7.0$

Aplicaciones Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO