

**VEOLIA MEMTREX MP-S 923QGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1188643 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 923QGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188643



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-S
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de °C	82
Temperatura máxima de °F	180
Adaptador 1	222/SS insert
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	Ø2.75
diámetro exterior cm	Ø7.0

Aplicaciones Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO