



## VEOLIA MENTREX MP-S 923QGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE



**SKU:** 1188643 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECHNO



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-S 923QGS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188643



#### Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-S
Medida del Poro $\mu$	0.2
Temperatura máxima de °C	82
Temperatura máxima de °F	180
Adaptador 1	222/SS insert
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Silicon

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	Ø2.75
diámetro exterior cm	Ø7.0
Aplicaciones	Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines



[Ver PDF](#)



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO