

**VEOLIA MENTREX MP-S 923ZHE-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1224194 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 923ZHE-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1224194



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-S
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	226/SS insert
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	EPDM

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	$\text{\O}2.75$
diámetro exterior cm	$\text{\O}7.0$
Aplicaciones	Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO