

**VEOLIA MENTREX MP-S 924QHS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1188640 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-S 924QHS-S, PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1188640



Especificaciones

Marca Veolia Memtrex MP-S

Medida del Poro μ 0.2

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ 82

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ 180

Adaptador 1 222/SS insert

Adaptador 2 Fin

O-Ring / juntas / Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 40

Longitud en cm 101.6

diámetro exterior pulgada $\text{\O}2.75$

diámetro exterior cm $\text{\O}7.0$

Aplicaciones Final Filtration of Water for Injection, Pure Water for Dialysis, LVPs, SVPs, Vaccines

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO