

**VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 300 ML (12X32 MM) CON INSERTO CÓNICO LV
10-425, 100 / PAQ.**



SKU: 11-1037 | **Categorías:** [Viales y tapas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix

11-1037

Vial - Color

Claro

Vial - Volumen

2 ml

Vial - Tipo de tapa

Rosca de tornillo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO