

## VIBRADOR DE LABORATORIO



**SKU:** H-2999A | **Categorías:** [Hormigón](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Vibrador de Laboratorio

**115V, 50/60Hz 7 amps 1ph— H-2999**

**230V, 50/60Hz 3.6 amps 1ph— H-2999.4F**

Este modelo liviano de cabeza cuadrada se usa para el vibrado de los moldes y cilindros de ensayo de concreto en el laboratorio o en terreno.

La unidad es del tipo eje flexible con un motor eléctrico de 3/4 HP de potencia.

El eje es de 24" (610mm) de largo; la cabeza vibratoria es de 1 pulg2 por 13" de largo (25x330mm) con una velocidad de 10,000 vpm.

Cumple normas ASTM C31, C138, C192. Peso de embarque: 12 Lbs. (5.5 Kg.)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO