


VICAT APPARATUS, 8-STATION, COMPUTER CONTROLLED - HC-3058.3F



Vicat Apparatus, 8-Station, Computer Controlled

- Evaluación de la resistencia a la deformación permanente (rutting)
- Medición del módulo de rigidez
- Evaluación de la resistencia al agrietamiento por fatiga
- Módulo resiliente de materiales no ligados
- Diseño de mezcla

SKU: HC-3058.3F | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	HC-3058.3F	HC-3057.3F	HC-3059.3F
Modelo	HC-3058.3F		

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO