

## VISCOSÍMETRO DIGITAL BELLVISC DIG1-200



### Características:

- \* El viscosímetro BellViscDig1-200 se utiliza especialmente para muestras de pinturas, revestimientos, etc.
- \* Adapta 16 bits MCU como circuito de control central y es conducido por el motor de paso de la alta resolución.
- \* Puede mostrar recícladamente las unidades de KU, gm, y cP.
- \* Pantalla LCD.

Modelo	BellViscDig1-200
Rango de medición	40~141KU 32~1099gm 27~5274cP
Presición de medición	±1% (Newtonian Fluid)
Repetibilidad	±0.5%(Newtonian Fluid)
Velocidad de rotación	200rpm
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60HZ; 110V±10%, 50/60HZ
Tamaño del paquete	400*350*360mm
Peso bruto	10kg

**SKU:** BellViscDig1-200 | **Categorías:** [fungilab](#), [Viscosimetro Digital](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Viscosímetro digital

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO