

## VISCOSÍMETRO DIGITAL ROTACIONAL ADV - VISCOLEAD SERIES



### Características.

Serie Adv

Medición de viscosidad avanzada. Fácil de usar.

### Opciones de Idiomas:

Inglés / Francés / Alemán / Catalán / Español / Italiano / Japonés / Polaco / Holandés / Portugués

#### • Datos mostrados:

- Velocidad seleccionada
- Eje seleccionado
- Lectura de la viscosidad: cP ( $\text{mPa} \cdot \text{s}$ ) o cSt
- Porcentaje de escala completa Rango (%)
- Temperatura de la muestra:  $^{\circ}\text{C}$  o  $^{\circ}\text{F}$  (Opcional)

- Lectura de temperatura por PT100 (Opcional)

#### • Lecturas de viscosidad

- La viscosidad absoluta (cP o  $\text{mPa} \cdot \text{s}$ )
- La viscosidad aparente (cP o  $\text{mPa} \cdot \text{s}$ )
- Viscosidad cinemática (cSt,  $\text{mm}^2 / \text{s}$ ) (Densidad introducida por el usuario)

#### • Interfaz USB

Transferencia más rápida de datos al ordenador

#### • Datalogger Software incluido

USB permite la transferencia de datos a una PC Formato Excel

#### • Adaptador universal

Todos los accesorios como Brookfield (opcional)

#### • Ejes

Ejes de acero inoxidable AISI 316, fácilmente identificables por número y letra cuando se cambian según el rango de viscosidad.

ISO: 2555,1652

ASTM: 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716

<b>Código</b>	<b>Modelo</b>	<b>Rango de medición (cP)</b>	<b>Velocidad (r.p.m)</b>	<b>Número de velocidades</b>
VL200003	ADV L	*1 - 2.000.000	0.3 - 100	18
VL20002	ADV R	100 - 13.000.000	0.3 - 100	18
VL200001	ADV H	200 - 106.000.000	0.3 - 100	18

Entrega estándar. Cabeza del viscosímetro con número de serie / Soporte, 3 ajuste de nivelación para cabezal de soporte / cabezal / husillos estándar / cabezal

Protector / Soporte de husillo / sonda PT100 (opcional) / Cable de alimentación / Software de registro de datos en un CD / Cable USB / Maletín de transporte / Certificado de calibración / Manual de instrucciones

**NOTA:** Todas las partes (incluyendo el soporte del viscosímetro) encontrarán espacio en la maleta.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [fungilab](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[VL200001](#), [VL200003](#), [VL20002](#)

COTECNO