

**W.S. TYLER® RO-TAP® PEDESTAL -H-4320.3**



**SKU:** H-4320.3 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Test Stand proporciona un medio conveniente y estable de anclar W.S. Rozadores de tamiz Tyler® Ro-Tap® H-4320 y H-4322. Se puede usar junto con el gabinete de sonido H-4324.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO